

Al inicio de la terapia de rehabilitación en el suelo pélvico se desarrollaron unas sondas, entre las que destaca la más conocida y, quizás, la primera en salir, la V2STW vaginal con dos anillos y la A2STW, anal con 2 anillos ambas de Beacmed. Con el avance de la tecnología, tanto el equipo como las sondas han experimentado un gran desarrollo y han evolucionado enormemente. Actualmente, también teniendo en cuenta las necesidades de los profesionales cada vez más formados del sector, existen muchas sondas en el mercado, cada una con características dedicadas a la terapia a realizar, la anatomía del paciente, el "comfort", la patología, etc.

SONDAS ANALES

MODELO	Descripción	ca na les	ELETTRODI				Mate rial	Largo mm	Peso gr	CARACTERÍSTICAS	USAR
			n	Forma	Ø max						
	A2STW	estándar	1	2	anillo	15	oro	110	25	con asa para posible ajuste de la posición durante la sesión Ojiva redondeada para facilitar la introducción.	anatomías normales
	ANALIS	estándar	1	2	dedo	15	oro	140	13	Con asa que dispone de 3 anillas para ajustar y detener la sonda tras introducirla. Ojiva cónica aún más atraumática	Anatomías normales: esfínteres asimétricos (debido a una cirugía u otra). De hecho, los electrodos laterales permiten adaptar mejor la sonda girándola para que funcione en el compartimento que tiene mejor musculatura.
	ARROW	forma cónica y corta	1	2	dedo		metal	45	23,5	Con un pequeño anillo terminal, también se puede utilizar como un pequeño anillo vaginal.	esfínteres cortos donde no es necesario ajustar la introducción
	ANUS PROBE	con placa final	1	2	anillo	15	metal	63	22	electrodos delgados, juntos y retraídos, dejar libre la parte de introducción de la sonda para que pueda introducirse bien hasta la placa final. La sonda es suave y ligeramente más ancha en la punta para reducir el riesgo de expulsión.	anatomías normales
	RECTAL		1	2	anillo	14	metal	83	25	Forma de tubo con una depresión central en cuyos bordes hay electrodos muy delgados	esfínteres hipertónicos y de dolor
	SPRING 201	con placa ajustable	1	2	anillo	19	metal	65 hasta 105	25	placa ajustable para mejor posicionamiento y parada. Forma de tubo con electrodos anchos y ojiva cónica atraumática.	anatomías normales
	PERI SPHERA-A	2 canales con posicionado	2	4	dedo	19	oro	60/120	24	barra ajustable longitud insertable 60 mm - total 120 mm	sonda diseñada para tratar al macho mientras la ojiva cortada descansa sobre el área de la próstata, lo que la hace menos molesta
	RECTALIS de presión	Sonda de presión de 2 globos para realizar BFB manométrica. Esta sonda se puede utilizar con dispositivos especiales para detectar el BFB manométrico o, solo, con la jeringa suministrada.									
	RECTOMAX de presión	Sonda de presión de 2 globos para realizar BFB manométrica. Esta sonda se puede utilizar con dispositivos especiales para detectar el BFB manométrico o, solo, con la jeringa suministrada. Sonda fabricada con materiales de alta calidad que la hacen más duradera en el tiempo.									

SONDAS VAGINALES

MODELO	Descripción	canales	n.	ELETTRODI			Larg o mm	Peso gr	CARACTERÍSTICAS	USAR	
				Forma	Ø max	Mat erial					
	V2STW	estándar	1	2	anillo	25	oro	110	33	con asa para posible ajuste de la posición durante la sesión	anatomías normales
	CLASSICA	estándar recto	1	2	U	25	oro	110	37	con asa para posible ajuste de la posición durante la sesión la forma de U sirve para no estimular la uretra	anatomías normales pacientes con patologías o sensibilidades uretrales
	MINIMA	tampón	1	2	sfera	26	oro	65	16	sin mango - la forma de "almohadilla" ayuda a reducir cualquier molestia, ya que se puede insertar por completo	tratamiento de dolores pélvicos leves (vulvodinias, etc.) pacientes que, durante la BFB con esta sonda, comprenden mejor el trabajo activo a realizar al no sentir un "cuerpo extraño" saliendo de la vulva.
	PERISPHERA-O		1	2	bola	26	oro	57/ 120	22	con asa y placa ajustable para posicionarlo mejor. Longitud insertable 57 mm - total 120 mm	
	PLUGGY	corto recto y liso	1	2	dedo	26	me tal	87	35	con placa final	anatomías cortas no demasiado anchas porque podrían salir durante el tratamiento
	POLLY	corta, forma de pera	1	2	lado	28	me tal	76	20	con placa final	Anatomías cortas relativamente abiertas, ya que el diámetro y la forma de esta sonda soportan bastante bien el sello in situ
	RING	forma corta, ovoide, hueca en el	1	2	lado	34	me tal	78	20	con placa final	anatomías cortas, vaginas abiertas, ya que el diámetro masivo y la forma de esta sonda soportan bien el sello in situ
	JOYSTICK	estándar, recto y liso	1	2	anillo	25	me tal	130	80	con mango para posicionar mejor y mantener in situ	vaginas abiertas con anatomía normal
	ATRESICA-S	corto, tampón	1	2	anillo	20	me tal	53	58	la forma de "almohadilla" ayuda a reducir cualquier molestia, ya que se puede insertar por completo	vaginas atresicas
	ATRESICA-L	recto y liso	1	2	anillo	20	me tal	100	72	con asa para un mejor posicionamiento y mantenimiento in situ	vaginas atresicas
	V2STFW	para SEF y BFB	1	2	anillo	25	Oro	110	35	equipado con un globo de silicona médica, debe usarse con dispositivos especiales para detectar el BFB manométrico	pacientes que son capaces de comprender mejor el trabajo a realizar al sentir que contraen algo que responde a la acción, por tanto, el ejercicio es más realista.
	VBTF	para BFB	1	--	--	35	--	110	35		
	PERISPHERA-H		2	4	silla	30	Oro	60/ 120	13	con mango fino para su inserción y mantenimiento in situ lo que ayuda a dar mayor fisiología a la sonda y menos molestias. Longitud insertable 60 mm - total 120 mm	pacientes con patologías o sensibilidades uretrales La forma especial de los electrodos, colocados uno encima del otro lateral y horizontalmente, permite que se adhieran mejor a las paredes y su disposición evita tocar y estimular la uretra.
	PERISIZE 4	pinza	2	4	esférico		Oro	110	20	la introducción se realiza apretando la sonda que, una vez liberada, se adherirá perfectamente a las paredes	vaginas abiertas incluso con un ligero prolapso, ya que la forma muy aplanada facilita el posicionamiento
	PERISPHERA-U	plano	2	4	piatti	30	Oro	60/ 120	23	Longitud insertable 60 mm - total 120 mm	La forma muy plana lo hace ideal para trabajar con pacientes con prolapso.
	PERISPHERA-AT	recta	2	4	dedo	11	Oro	60/ 120	23	posicionador ajustable sonda más delgada que existe Longitud insertable 60 mm - total 120 mm	vaginas atresicas en el tratamiento del dolor pélvico, incluso acentuado (vaginismo, vulvodinia, etc.) o para vírgenes

* Los electrodos cubiertos de oro hacen que el producto sea hipoalergénico, los electrodos metálicos contienen un pequeño porcentaje de níquel.

ELECTROSTIMULADORES Y / O BIOFEEDBACK

	n. canal	CORRENTI			BFB			Examen de manipulación	pantalla	Wireless	Doc k St.	Licencia de activación de software	PROGRAMAS					Accesorios incluido	
		STIM	TENS	ETS	EM G	PRE S	juegos						Incontinen- cia	rehab	spor- t	grat- is	n. sesiones		
ELECTROSTIMULADORES DOMÉSTICOS																			
	BIOLITO	2	C-M-B	H	--	--	--	--	b/n	--	--	--	5	--	--	1	1/5	Electrodos n.4 40x40 n.4 40x80	
	CONTINENCE	2	C - LR	--	--	--	--	--	b/n	--	--	--	9	--	--	4	1		
	PELVITONE	2	C-LR-M	--	--	--	--	--	b/n	--	--	--	11	--	--	3	1/5		
	EVOSTIM-UG	2	C - LR	--	--	--	--	--	b/n	--	--	--	5	--	--	50	1/10	Sonda vaginal MÍNIMA	
BIOFEEDBACK DOMÉSTICOS																			
	SIMPLEX	1	--	--	--	si	--	--	b/n	--	--	si	--	--	--	--	--	-	
	EVOSTIM-P	2	C - LR	--	si	--	si	--	b/n	--	--	--	5	--	--	--	--	Sonda vag. Presión V2STFW	
	EVOSTIM-E	2	C - LR	--	si	si	--	--	b/n	--	--	--	5	--	--	--	--	S.v PERISPHERA-O Elect n.4 40x40	
PROFESIONALES BÁSICOS																			
	PRO	1	si	C - M	si	si	--	Si	Col. touch	si	--	si	22	25	--	12	5		
	2	2	si	C - M	si	si	--	en pc	b/n	si	--	si	19	9	21	11	5		
	2 PRO	2	si	C - M	si	si	--	Si	Col. touch	si	--	si	19	9	21	32	5		
	4	4	si	C - M	si	si	--	en pc	b/n	si	--	si	19	9	21	11	5		
	4 PRO	4	si	C - M	si	si	--	Si	Col. touch	si	--	si	19	9	21	32	5		
PROFESIONAL																			
	NANO URO	2	si	C - LR	si	si	opz.	--	Tablet 8"	si	--		A*	--	--	--	si	4 electrodos 50x50	
	NANO FISIO	2	si	C-LR-M	si	si	opz.	--	Colore s	si	--	instalado Tableta	--		B*	si	si		
	NANO FISIO - URO	2	si	C-LR-M	si	si	opz.	--		si	--		A* + B*			si	si		
	MICRO ARM	2	si	C-LR-M	si	si	opz.	--	Si	--	si	1				si	si	módulo manométrico pedal - jeringa	
	MICRO BASE	2	si	C - LR	si	si	opz.	Si	opz su ver. av.	--	si	1	Instalar en tu PC	A*	--	--	--	si	
	NEO	2	si	C-LR-M	si	si	opz.	Si	Opcional	--	si	3		A* + B*		si	si		
	LIBERTY	2	si	C-LR-M	si	si	opz.	Si	Opcional	Pc touch	si	4	Inst. En tu PC touch	A* + B*		si	si		
	TOTEM-UG	2+2	si	C - LR	-	si	si	--	--	--	si	--	inst. En PC	54	--	--	si	si	2 sondas vag. Combicom 4 electrodos

C = continuo LR = trabajo-reposo M = modulado B = ráfaga H = han

A * = 26 Esfínter perineo anorrectal - 40 Esfínter perineo urinario genital

B * = 7 Amiotróficas - 9 contracturas musculares - 2 dermatológicas - 3 gestantes - 6 neurológicas - 4 osteoarticulares y tendinosas - 24 postraumáticas - 2 respiratorias - 24 reumatológicas - 16 deportivas

Las características y especificaciones técnicas pueden variar

- REHABILITACIÓN DEL PISO PÉLVICO

Sondas vaginales

Sondas anales

Electrodomésticos

Electrodomésticos profesionales básicos

Sistemas Profesionales

- URODINÁMICA

- UROFLUXOMETRÍA

- PROCTOLOGÍA

- ENDOSCOPIA

- GASTROENTEROLOGÍA

- NEUROLOGÍA



Visite nuestro sitio
www.meditaliaservice.com



Servicios y suministros médicos

*Especificaciones técnicas e
guía para la elección*

info@meditaliaservice.com 

www.meditaliaservice.com 

+39 3314605453 