






ELETTROSTIMOLATORI PELVICI

						
	BIOLITO	MYOLITO	CONTINENCE	PELVIFINE	PELVITONE	EVOSTIM-UG
n. canali	2	2	2	2	2	2
correnti stim	continua lavoro/riposo WR modulata - burst	continua lavoro/riposo WR modulata - burst	continua lavoro/riposo WR	continua lavoro/riposo WR	continua lavoro/riposo WR modulata	continua lavoro/riposo WR
correnti tens	han	han	si	si	si	si
programma liberi	1	1	3+1 (cont)	3	3	10
n° sessioni pr. libero	1/5	1/5	1	1/5	1/5	1/10
accessori	Elettrodi 4x40x40 - 4x40x80	Elettrodi 4x40x40 - 4x40x80				sonda vaginale MINIMA
N° programmi	5	5 + 7	9	11	11	5x10
da urgenza Inc.	1	1	1	1	1	1
sforzo/stress inc. fecale inc.	2	2	2	2	2	1
Mista inc.	1	1				1
Antalgico	1	1	1	1	1	1
Frequenza/ Urgenza			2	3	3	
Perdita sensibilità			1	1	1	
Pavimento pelvico			1	1	1	1
Rilassamento				1	1	
Endurance-Resistenza			1	1	1	
Stimolazione nervosa		4				
Stimolazione muscolare		3				

BIOFEEDBACK E/O ELETTROSTIMOLATORI

				
	SIMPLEX	SIMPLEX PRO	EVOSTIM P	EVOSTIM E
n. canali	1	2	2	2
correnti			Continua - lavoro/riposo (W/R) - ETS	Continua - lavoro/riposo (W/R) - ETS
Biofeedback	elettromiografico	pressorio elettromiografico	pressorio	elettromiografico
schermo	bianco e nero	bianco e nero	bianco e nero + retroilluminazione a colori	bianco e nero + retroilluminazione a colori
software	si	si		
Programmi incontinenza			5	5
Accessori			Sonda vaginale pressoria V2STFW	S.v. PERISPHERA- O - 4 elettrodi 40x40