

ELETTROSTIMOLATORI PELVICI

						
	BIOLITO	MYOLITO	CONTINENCE	PELVIFINE	PELVITONE	EVOSTIM-UG
n. canali	2	2	2	2	2	2
correnti stim	continua lavoro/riposo WR modulata - burst	continua lavoro/riposo WR modulata - burst	continua lavoro/riposo WR	continua lavoro/riposo WR	continua lavoro/riposo WR modulata	continua lavoro/riposo WR
correnti tens	han	han	sì	sì	sì	sì
programma liberi	1	1	3+1 (cont)	3	3	10
n° sessioni pr. libero	1/5	1/5	1	1/5	1/5	1/10
accessori	Elettrodi 4x40x40 - 4x40x80	Elettrodi 4x40x40 - 4x40x80				sonda vaginale MINIMA
N° programmi	5	5 + 7	9	11	11	5x10
da urgenza Inc.	1	1	1	1	1	1
sforzo/stress inc. fecale inc.	2	2	2	2	2	1
Mista inc.	1	1				1
Antalgico	1	1	1	1	1	1
Frequenza/ Urgenza			2	3	3	
Perdita sensibilità			1	1	1	
Pavimento pelvico			1	1	1	1
Rilassamento				1	1	
Endurance-Resistenza			1	1	1	
Stimolazione nervosa		4				
Stimolazione muscolare		3				

BIOFEEDBACK E/O ELETTROSTIMOLATORI

			 new			 new
	PELVY PRO	SIMPLEX	SINEBRAVO	EVOSTIM E	EVOSTIM P	SIMPLEX PRO
BIOFEEDBACK	Elettromiografico+giochi	elettromiografico	elettromiografico	elettromiografico	pressorio	pressorio+elettrom
ELETTROSTIMO	SI	SI		SI	SI	
n. canali	2	1	2	2 (1 BFB + 1 STIM)	2 (1 BFB + 1 STIM)	1
correnti	Stim-tens-ETS			Continua-W/R-ETS	Continua-W/R-ETS	
schermo	colori	bianco e nero	bianco e nero	Touch/b/n Retroillum color	Touch/b/n Retroillum color	bianco e nero
software		sì	opzionale			sì
Prog. liberi	3		3			
Pr. preimpostati	22		2	5	5	5
Accessori				Sonda vag. elet 40x40	Sonda vag. pressoria	